


# Tilbanden voor elke situatie

LIFTS WITH CARE



## STANDAARDMODELLEN VOOR VEILIG EN GEMAKKELIJK TILLEN




### UNIVERSELE TILBAND, MODEL00/02

- Goed standaardmodel, ideaal voor gebruikers met een stabiele hoofdfunctie
- Biedt steun voor de gehele rug
- De gebruiker houdt zijn armen binnen de tilband
- Zorgt voor een rechtopzittende houding (00)
- Model 02 voor extra tilhoogte

MATEN: S, MS, M, L, XL

MATERIAAL: Polyester, netpolyester, plastic gecoat, katoen




### ZACHTE ORIGINAL HB. TILBAND, MODEL 26

- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers
- Beste keuze voor het tillen vanuit een horizontale positie
- Optimale pasvorm en comfort
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding

MATEN: XS, S, MS, M, L, XL, XXL

MATERIAAL: Polyester, beertjesmotief polyester jersey




### ORIGINAL TILBAND HIGHBACK, MODEL 20/21/25

- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers
- Goede keuze voor tillen vanuit een horizontale positie
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding
- Model 25, Solo HighBack, is een wegwerptilband, bedoeld voor kortdurend gebruik (niet wassen!)

MATEN: XS, S, MS, M, L, XL, XXL

MATERIAAL: Netpolyester, plastic gecoat netweefsel, katoen, polyester, beertjesmotief jersey, nonwoven materiaal




### ORIGINAL TILBAND, MODEL10/11

- Voor actieve medewerking van de gebruiker
- Goed voor het tillen vanuit zittende/semi-zittende positie
- Ondersteunt de rug tot aan de schouderbladen
- De gebruiker houdt zijn/haar armen binnen of buiten de tilband
- Gemakkelijk aan te brengen

MATEN: XS, S, MS, M, L, XL

MATERIAAL: Polyester, netpolyester, plastic gecoat, katoen, beertjesmotief jersey

## MODELLEN VOOR BIJZONDERE BEHOEFTE




### COMFORTBAND PLUS, MODEL 300/310/350/360

- Goed voor gebruikers met beenamputaties en gebruikers met pijnlijke gewrichten
- De tilband blijft onder de gebruiker
- Voor een open buighoek van de heupen, in combinatie met een 4-punts tiljuk
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd (350, 360)

MATEN: M, L, XL

MATERIAAL: Netpolyester, katoen, plastic gecoat




### AMPUTATIEBAND, MODEL70/75

- Voor gebruikers met een een- of tweezijdige dijbeenamputatie
- Ideaal voor gebruikers die uit de tilband dreigen te glijden
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd (75)
- Semi-achteroverzittende houding

MATEN: S, M, L, XL

MATERIAAL: Polyester, netpolyester




### SILHOUETBAND MODEL22

- Een plooibare tilband van netweefsel voor het tillen naar gevormde stoelen en ondersteuning. Goed voor gebruikers met handicaps
- Kan na het tillen in de stoel blijven
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd
- De gebruiker houdt zijn/haar armen binnen of buiten de tilband

MATEN: XS, S, M, L

MATERIAAL: Netpolyester




### ULTRA TILBAND, MODEL06

- Ontworpen voor zwaarlijfige gebruikers
- Biedt extra veel ruimte voor de buik
- Kan worden gebruikt voor toiletbezoek
- Max. belasting 500 kg/1100 lbs

MATEN: Kort, standaard, lang

MATERIAAL: Polyester, (netpolyester)

## STAAN/AMBULANT ZIJN/MOBILITEIT




### TILVEST, MODEL 60

- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan
- Goed voor toiletbezoek, laat onderlichaam vrij
- Goed te combineren met een beenharnas

MATEN: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

MATERIAAL: Polyester, plastic gecoat, beertjesmotief polyester jersey




### TILVEST, MODEL 64

- Hetzelfde toepassingsgebied als model 60
- Met bevestiging aan voorzijde
- Aan voorzijde verstelbaar voor buste en maag
- Voor zelfstandige gebruikers
- Beenharnas (accessoire) kan geschikt zijn voor sommige gebruikers

MATEN: XS, S, M, L, XL

MATERIAAL: Polyester, plastic gecoat, beertjesmotief polyester jersey




### TILBROEK, MODEL92/920\*

- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan
- Tilbroek ultra, model 920 ontwikkeld voor ambulante training van obesitaspatiënten

MATEN: XS, S, M, L, XL, XXL\*, XXXL\*

MATERIAAL: Netpolyester, beertjesmotief polyester jersey




### TILVEST VOOR STAHARNAS, MODEL 67

- Tilt de gebruiker in een staharnas van een horizontale naar een staande positie
- Waardevolle hulp bij de revalidatie van kinderen en jongeren
- Beenharnas inbegrepen
- Zonder belasting voor het staharnas

MATEN: XS, S, M, L

MATERIAAL: Polyester, beertjesmotief polyester jersey

## TOILET/HYGIËNE




### HYGIËNEBAND, MODEL40/41

- Voor gebruikers met een goede stabiliteit
- Gemakkelijk aan te brengen
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek
- De gebruiker houdt zijn/haar armen buiten de tilband
- Model 41 is voorzien van een riem voor extra veiligheid en een veilig gevoel

MATEN: XS, S, M, L, XL

MATERIAAL: Polyester, beertjesmotief polyester jersey




### HYGIËNEBAND, MODEL45/46

- Voorzien van een veiligheidsriem, ideaal voor gebruikers met weinig stabiliteit
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek
- Kan worden gebruikt met één arm binnen de tilband
- Model 46 heeft een rugsteun voor extra ondersteuning, veiligheid en comfort

MATEN: XS, S, M, L, XL

MATERIAAL: Polyester, beertjesmotief polyester jersey




### HYGIËNEBAND, MODEL50

- Geschikt voor gebruikers met een hoge/lage tonus en spasticiteit
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek
- Ondersteunt en tilt rond het bovenlichaam
- Uitstekende veiligheid bij het tillen naar/van het toilet
- Rechtopzittende positie

MATEN: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

MATERIAAL: Polyester, beertjesmotief polyester jersey



### HYGIËNEBAND, MODEL55

- Ideaal voor spastische gebruikers
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd
- Uitstekende veiligheid bij het tillen naar/van het toilet
- Ondersteunt en tilt rond het bovenlichaam

MATEN: XXS, XS, S, M, L

MATERIAAL: Polyester, beertjesmotief polyester jersey