



Creating balance in healthcare



**Life without
limits**



Transferhulpmiddelen

Lopital heeft in haar assortiment een groot aantal transferhulpmiddelen. De transferhulpmiddelen ondersteunen de mobiliteit van uw cliënten en laten het verplaatsen tussen bed en (douche)brancard of operatietafel zo comfortabel mogelijk verlopen.



Multistrap Standaard

In veel zorgsituaties is er behoefte aan het tillen en omhooghouden van een lichaamsdeel, bijv. een arm of voet. Bij bijzonder zware cliënten kan het ook nodig zijn de buik te tillen. Samen met een plafondblift is de MultiStrap de perfecte tiluitrusting. Ook disposable verkrijgbaar.



HandyTube


De HandyTube is een glijlaken dat vooral wordt gebruikt om een patiënt hogerop in bed te leggen, hem in bed te draaien of naar een ander bed te verplaatsen. De HandyTube is leverbaar in drie verschillende modellen, met verschillende toepassingsgebieden: Kort, Lang en Breed.



4085 1000
Simple-Slide 90x100



4085 1010
Easy-Slide 190x60



4085 1420
Wide-Slide 140x90



4085 5050
Easy-Glide 73x32



4085 5080
Turn-Table met handvat 40 cm



4085 6090
Flexi-Grip 8 handvaten 170 CM



HandySheet

Het onder een bijzonder zware cliënt aanbrengen van een tilband kan erg zwaar werk zijn. De HandySheet maakt dit gemakkelijker en kan ook worden gebruikt voor kleinere verplaatsingen in het bed.



HandyBelt

De HandyBelt vereenvoudigt korte verplaatsingen, zonder mechanische til-uitrusting. De band wordt gebruikt voor cliënten die minder mobiel zijn maar die slechts weinig hulp nodig hebben om zichzelf te verplaatsen.



Reposheet

Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen te voorkomen is zwaar werk. De RepoSheet heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt met het UltraTwin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift. Ook disposable verkrijgbaar.



4085 1580
Turn-Sheet Compleet 140x200



4085 2020
Mini-Slide katoen 50x60



4085 3012
Mini-Move nylon 60x20



4085 9085
Roll-Board Vision
opvouwbaar 95x50
4085 9170
Roll-Board Vision
opvouwbaar 180x50



4085 9138
Glijfolie rol disposable
100mtr / 60 cm breed

4085 9139
Glijfolie rol disposable
100mtr / 50 cm breed



4085 9137
Glijfolie houder
60 cm breed

Liko HandySheet en HandyTube



Eenvoudiger kort verplaatsen.

De HandySheet™ en HandyTube™ zijn handmatige hulpmiddelen waarmee verplaatsingen kunnen worden uitgevoerd met minder wrijving tussen de patiënt en het onderliggende oppervlak. Ze zijn zowel bij patiënten met een normaal gewicht als bij bijzonder zware patiënten te gebruiken. De Handy-glijlakens zijn gemaakt van een hoge kwaliteit materiaal met weinig wrijving dat bijzonder gemakkelijk glijdt, zelfs na langdurig gebruik.

De HandySheet wordt vooral gebruikt om eenvoudiger een tilband aan te kunnen brengen bij zittende of achteroverleunende patiënten. De HandyTube wordt bijvoorbeeld gebruikt om een patiënt hoger op in bed te leggen, hem te draaien of naar een ander bed te verplaatsen.

Unieke kenmerken van de HandySheet zijn onder meer de zakken voor het op de plaats brengen van het laken in een nauwe rolstoel, en lussen aan de lange versie van de HandySheet waarmee het laken aan het hoofdeinde van het bed kan worden bevestigd. Beide voorzieningen zijn uniek voor de Handy's en zijn een gepatenteerd ontwerp van Liko™.

Belangrijke kenmerken

- Het materiaal is van zeer hoge kwaliteit, met een zeer geringe wrijving, zelfs na vaak wassen.
- De lange versies van de HandySheet hebben lussen aan de bovenrand waarmee het laken aan het bed bevestigd kan worden. Daardoor hoeft het laken door minder zorgverleners te worden vastgehouden.
- De korte HandySheet heeft kleine zakjes waarmee het laken kan worden aangebracht in bijvoorbeeld een nauwe rolstoel.
- We hebben unieke werkmethodes ontwikkeld die helpen bij het aanbrengen van glijlakens en die daarnaast comfortabel zijn voor de patiënt. Met onze methode hoeft de patiënt niet te worden gedraaid in bed om het glijlaken aan te brengen.
- De HandyTube is leverbaar in drie verschillende modellen, met verschillende toepassingsgebieden.

HandySheet en HandyTube

Handysheet

De Liko HandySheet is een uitstekende hulp voor het aanbrengen van tilbanden, met name bij bijzonder zware patiënten, pijngevoelige patiënten en patiënten met contracturen. De HandySheet™ is leverbaar in twee varianten, kort en lang; het lange model heeft rondom handgrepen. De HandySheets worden geleverd in sets van twee en worden gebruikt inparen.



Handytube

De Liko HandyTube is een glijlaken dat vooral wordt gebruikt om een patiënt hogerop in bed te leggen, hem in bed te draaien of naar een ander bed te verplaatsen. De HandyTube™ is leverbaar in drie verschillende modellen, met verschillende toepassingsgebieden: Kort, Lang en Breed.



Lees de gebruiksaanwijzingen voor de betreffende producten voor meer informatie over toepassingsgebieden en praktisch gebruik. Voor informatie en adviezen kunt u ook contact opnemen met uw dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van Lopital. Onze adressen staan op www.lopital.nl. Werk altijd op een ergonomisch verantwoorde wijze. Als de taak voor de zorgverlener zwaar is adviseren wij het gebruik van andere til- en verplaatshulpmiddelen uit onze uitgebreide reeks liften en accessoires.

Handysheet™

Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	2503715015	M	70 x 70
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	2503715017	XL	120 x 85
HandySheet™ Lang, met handgrepen	2503716015	M	90 x 185
HandySheet™ Lang, met handgrepen	2503716017	XL	140 x 215

Ook leverbaar in jumbopacks (10 stuks/verpakking).

HandyTube™

Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandyTube™ Kort, zonder handgrepen	2503710015	M	70 x 90
HandyTube™ Lang, zonder handgrepen	2503711015	M	90 x 185
HandyTube™ Breed, met handgrepen	2503712015	M	140 x 140

Ook leverbaar in jumbopacks (10 stuks/verpakking).

De HandySheet™ en HandyTube™ zijn Klasse 1 medische hulpmiddelen. De HandySheet™ en HandyTube™ zijn getest door een geaccrediteerd testinstituut en voldoen aan alle vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen voor Klasse I-producten en de geharmoniseerde EN ISO 10535-norm.



Scholingen en trainingen aan medewerkers binnen de zorg- en welzijnssector



Scholingsbureau Zwaartepunt biedt competentiegerichte scholingen en trainingen aan medewerkers binnen de zorg- en welzijnssector waarbij de kwaliteit in het contact centraal staat. Contact zien we als de dynamische beweging tussen mensen, die de sleutel vormt tot verbetering van de kwaliteit in zorg en werk. We werken op een ergonomische, haptonomische en interactieve wijze. We zijn gespecialiseerd in praktijk-gerichte opleidingstrajecten en werken graag op maat.

Aanbod

U vindt de scholingen en trainingen terug in 6 hoofdgroepen:

1. Fysieke belasting.
2. Obesitas.
3. Haptonomie en kinesionomie.
4. De-escalatie en agressiehantering.
5. Communicatie- en coachingsvaardigheden.
6. Werkdruk en werkstress.

Specialisaties

Experts zijn wij al meer dan 10 jaar in het opleiden van Ergocoaches Zorg & Ondersteunende Diensten en Veiligheidscoaches. Deze opleidingen zijn opgebouwd uit diverse modules die vertaald zijn in competenties. Het ergocoach- en veiligheidspaspoort van

Gezond en Zeker sluiten naadloos aan! Ook zijn er diverse trainingsmogelijkheden. Een van onze speerpunten is Obesitas: wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden, verplaatsen en verzorgen van obesitas cliënten. We organiseren geaccrediteerde seminars, op maat trainingen en hebben recentelijk instructiefilmpjes en free-learning module op dit gebied medeontwikkeld (zie www.bmi40plus.nl). U vindt alle informatie hierover op onze website!

Geïnteresseerd, vragen?

Neem contact op met Zwaartepunt via www.lopital.nl of onderstaande gegevens, wij maken graag tijd voor u!



Cursussen en opleidingen in Begeleiden, Verplaatsen en Tillen (BVT).



Creating balance in healthcare



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

