



Creating balance in healthcare



Timo & Cleo Douche-toiletstoel



Timo Douche-toiletstoel



5400 6020
Timo Douchestoel

- 2 onafhankelijk opklapbare armsteunen.
- Gepolsterde zitting.
- Snaplock afneembare zitting.
- Zitvlak 46 x 45 x 50 cm (b x d x h).
- Maximale belasting 135 kg.

5400 6021
Timo Douche-toiletstoel

- 2 onafhankelijke opklapbare armsteunen.
- Gepolsterde zitting met toiletopening.
- Universele toiletrail voor emmer en / of ondersteek.
- Snaplock afneembare zitting.
- Zitvlak 46 x 45 x 50 cm (b x d x h).
- Maximale belasting 135 kg.



5400 6025
Timo Douchestoel verrijdbaar

- 2 onafhankelijk opklapbare armsteunen.
- Gepolsterde zitting.
- 4 dubbel geremde zwenkwielen.
- Snaplock afneembare zitting.
- Zitvlak 48 x 49 x 52 cm (b x d x h).
- Maximale belasting 135 kg.





Geschikt voor mensen
met een lichte tot matige
beperking



5400 6030

Timo Douche-toiletstoel verrijdbaar

- 2 onafhankelijk opklapbare armsteunen.
- 4 dubbel geremde zwenkwielen.
- Gepolsterde zitting met toiletopening.
- Universele toiletrail voor emmer en / of ondersteek.
- Snaplock afneembare zitting.
- Zitvlak 48 x 49 x 54 cm (b x d x h).
- Maximale belasting 135 kg.



5400 6035

Timo Douche-toiletstoel verrijdbaar + voetsteunen

- 2 onafhankelijke opklapbare armsteunen.
- 4 dubbel geremde zwenkwielen.
- Gepolsterde zitting met toiletopening.
- Universele toiletrail voor emmer en / of ondersteek.
- Voetsteunen afneembaar en wegzwenkbaar.
- Snaplock afneembare zitting.
- Zitvlak 48 x 49 x 54 cm (b x d x h).
- Maximale belasting 135 kg.

Cleo Douche-toiletstoel



Geschikt voor mensen met een lichte tot matige beperking



5400 6040

Cleo Douchestoel zelfbeweger

- 2 onafhankelijke opklapbare armsteunen.
- Gepolsterde zitting.
- Voetsteunen afneembaar en wegzwenkbaar.
- 2 kunststof 24 inch wielen met massieve banden.
- 2 ongeremde zwenkwielen.
- Snaplock afneembare zitting.
- Zitvlak 46 x 45 x 52 cm (b x d x h).
- Maximale belasting 135 kg.



5400 6050

Cleo Douche-toiletstoel zelfbeweger

- 2 onafhankelijke opklapbare armsteunen.
- Gepolsterde zitting met toiletopening.
- Universele toiletrail voor emmer en / of ondersteek.
- Voetsteunen afneembaar en wegzwenkbaar.
- 2 kunststof 24 inch wielen met massieve banden.
- 2 ongeremde zwenkwielen.
- Snaplock afneembare zitting.
- Zitvlak 46 x 45 x 54 cm (b x d x h).
- Maximale belasting 135 kg.

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

