



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital





**Als de zorg mag
kiezen, kiest de zorg
voor Lopital.**

Inhoud

Over Lopital	04
Actieve opstahulp	11
Douche-toiletstoelen	13
Douchebrancards	24
Aankleedtafels	28
Tilliften	30
Plafondliften	36
Freespan	40
Tilbanden	44
Tiljukken en accessoires	50
Wellness Baden	54



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital.

Al ruim 45 jaar is Lopital dé specialist in het voorkomen van fysieke overbelasting voor zorgverleners. Wij ontwikkelen, produceren en implementeren oplossingen die fysieke overbelasting en werkdruk verlagen. Door de werkdruk te verminderen, creëren we meer tijd voor persoonlijke aandacht aan de zorgvrager, wat bijdraagt aan een aantrekkelijke werkomgeving voor zorgverleners, nu en in de toekomst. En dat is een geruststellende gedachte!

Onze missie

Lopital loopt wereldwijd voorop in het ontwikkelen, produceren en verkopen van kwalitatief hoogwaardige medische hulpmiddelen voor de dagelijkse zorg. Wij bevorderen ergonomisch gezond werken, optimaliseren zorg en overtreffen dagelijks de verwachtingen van cliënten, gebruikers, medewerkers en partners. Lopital is op elk terrein de voorkeursleverancier: 'Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital'.

Onze visie

Hygiënische zorg, mobiliteit en verzorging zijn primaire levensbehoeften, vooral in een vergrijzende samenleving met een tekort aan zorgverleners. De druk op de kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid van de zorg is groot. Lopital begrijpt dit complexe speelveld en wil daarop het verschil maken door continu te werken aan innovatieve oplossingen en producten. Deze oplossingen stellen zorgverleners in staat met minimale fysieke belasting hoogwaardige zorg te verlenen. Doelmatigheid en gebruiksgemak voor zorgverleners, evenals comfort voor cliënten, staan centraal. Dit leidt tot momenten van geluk en ontspanning voor beiden. Dit kunnen we alleen realiseren vanuit verbondenheid en samenwerking met onze klanten, medewerkers, distributiepartners en toeleveranciers.

- Uitsluitend opleidingen en trainingen die verzorgd worden door ervaren, deskundige gecertificeerde opleiders;
- Onderhoud van hulpmiddelen uitgevoerd door ervaren, deskundige en gecertificeerde onderhoudsmonteurs;
- Persoonlijk advies en instructie voor àlle gebruikers;
- Vooraf inzicht in kosten en verwachte opbrengsten;
- Lopital voldoet aan alle wettelijke eisen van de Medical Device Regulation, Klasse 1 (MDR 2017/745), en als producent voldoen wij aan NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 en NEN-EN-ISO 13485.

L

Leidend

Lopital loopt voorop in de markt. Als specialist zetten we de toon en weten we als geen ander de behoeften van onze klanten te vertalen naar producten en oplossingen waarmee we de verwachtingen overtreffen.



O

Open

We zijn open, eerlijk en transparant. Medewerkers en partners weten waar we als bedrijf staan, waar we naar toe willen en hoe we dit samen realiseren.



P

Professioneel

Gedurende ruim 45 jaar heeft Lopital zich ontwikkeld tot het bedrijf dat we zijn en het potentieel dat onze toekomst maakt. Onze professionele organisatie, processen en samenwerkingen vormen de basis voor ons succes.



I

Innovatie

De wereld is ons speelveld. Markten, behoeftes en technologieën veranderen steeds sneller. Deze ontwikkelingen dagen Lopital continu uit producten verder te verbeteren en te vertalen naar oplossingen die onderscheidend en vooruitstrevend zijn. Het product is wat we maken. De totaaloplossing is wat we leveren.



T

Teamspirit

Alleen als we constructief samenwerken met elkaar en met onze klanten, toeleveranciers en distributiepartners realiseren we onze ambities. We werken als één team gepassioneerd en resultaatgericht samen.



A

Authentiek

Mensen doen zaken met mensen. Wij hechten waarde aan eigenheid, puurheid en jezelf (kunnen) zijn. Dat maakt mensen en daarmee Lopital sterk. Goed leiderschap betekent voor ons dan ook mensen in hun kracht zetten, zowel binnen ons bedrijf als in relatie met onze klanten en partners.



L

Loyaliteit

We bouwen aan langetermijnrelaties met onze medewerkers, distributiepartners, klanten en toeleveranciers. Doordat we vanuit onze betrokkenheid werken en elkaar écht kennen weten we wat nodig is om succesvol te zijn en handelen we daarnaar.



Statische overbelasting: sluipmoordenaar in de zorg. Nieuwe tool biedt uitkomst!

Statische overbelasting, veroorzaakt door werken in ongemakkelijke houdingen, is een groeiend probleem in de zorg. Het leidt vaak tot nek-, schouder- en rugklachten en langdurig verzuim. De nieuwe online tool StatMeter, ontwikkeld door LOCOmotion en Lopital, biedt inzicht in deze belasting en geeft preventieve tips om klachten te voorkomen.

Een verborgen risico

Statische belasting wordt vaak niet meteen opgemerkt, omdat klachten zich geleidelijk opbouwen. Het ontstaat meestal door langdurig in dezelfde houding te werken, zoals bij het voorovergebogen verzorgen van cliënten. Onderzoek toont aan dat dit de kans op verzuim aanzienlijk vergroot. Hoewel dynamische belasting, zoals tillen, al vaak wordt aangepakt met hulpmiddelen, blijft statische belasting nog onderbelicht.

StatMeter: bewustwording en oplossingen

De StatMeter geeft zorgprofessionals inzicht in hun fysieke belastbaarheid via een korte vragenlijst. Naast praktische tips om statische belasting te verminderen, biedt de tool ook mogelijkheden om binnen teams over oplossingen te brainstormen. Het gezamenlijke gebruik van de tool kan bijdragen aan meer bewustwording en een gezondere werkwijze.

Het belang van preventie

Gezonde werkomstandigheden zijn essentieel in een overbelaste zorgsector, waar patiënten ouder en zwaarder worden. Bewustwording van de oorzaken van overbelasting, zoals statische belasting, is een belangrijke eerste stap. Vaak kunnen eenvoudige oplossingen al veel verschil maken. Lopital ondersteunt hierbij met advies en hulpmiddelen om de werkbelasting te verlichten.

De StatMeter is gratis, anoniem en eenvoudig te gebruiken. Ga naar: www.stat-meter.com of scan de QR code:



Lopital Mobiliteitsindicator

De mate van mobiliteit en zelfredzaamheid van een bewoner of cliënt heeft aanzienlijke invloed op de hoeveelheid benodigde fysieke ondersteuning en de daaruit ontstane belasting voor zorgverleners.

Het bieden van fysieke hulp kan belastend zijn voor de zorgverlener, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Goede zorg gaat namelijk niet alleen over de behoeften van de cliënt maar ook over het welzijn van de zorgverlener. Uitgangspunt bij het reduceren van fysieke belasting is het volgen van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting¹. Deze richtlijnen stellen duidelijke regels voor de lichamelijke belasting tijdens het werken in de zorg. Het opvolgen van deze regels zorgt ervoor dat het werk op deze gebieden voldoet aan de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting, en dus gezond en veilig wordt uitgevoerd.

Het behoud van mobiliteit

Het is belangrijk om de specifieke behoeften van individuele bewoners en cliënten te kennen voor het bieden van hoogwaardige hygiëne- en welzijnszorg. Daarom gebruikt Lopital de Mobiliteitsindicator, een hulpmiddel voor analyse en communicatie die helpt bij het kiezen van de juiste hygiëne-oplossing, gebaseerd op het mobiliteitsniveau en de persoonlijke voorkeur van de bewoner of cliënt. De indeling in vijf Mobiliteitsklassen² is gekoppeld aan de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zoals ze terug zijn te vinden in de arbocatalogi³ van de diverse zorgbranches.



- A.** De cliënt is in staat om de handeling zelf uit te voeren, met of zonder het gebruik van hulpmiddelen of (speciale) aanpassingen.



- B.** De cliënt is niet in staat om de handeling zelfstandig uit te voeren, maar de hulp die hierbij nodig is, brengt geen risico van fysieke overbelasting voor de zorgverlener met zich mee. De hulp kan bestaan uit aanwijzingen, maar ook uit bijvoorbeeld lichte hulp bij het opstaan. De hulp kan worden gegeven in combinatie met hulpmiddelen en/of aanpassingen (zoals een papegaai).



- C.** De cliënt is niet in staat om de handeling zelfstandig uit te voeren. De hulp die hierbij nodig is, zou (zonder maatregelen) risico van fysieke overbelasting voor de zorgverlener met zich meebrengen. Het is nodig gebruik te maken van hulpmiddelen die de taak van de zorgverlener fysiek gezien aanvaardbaar maken door deze taak (deels) over te nemen. De cliënt kan hieraan wel zelf een fysieke bijdrage leveren. Meestal is die eigen bijdrage zeer gewenst, zowel voor de cliënt zelf als voor de zorgverlener. De hulp die nu gegeven wordt, is bijvoorbeeld de transfer met een actieve tillift of stalift.



- D.** De cliënt is niet in staat om de handeling zelfstandig uit te voeren. De hulp die hierbij nodig is, brengt, zonder speciale maatregelen, risico van fysieke overbelasting voor de zorgverlener met zich mee. Het is nodig gebruik te maken van hulpmiddelen die de taak van de zorgverlener fysiek gezien aanvaardbaar maken door deze taak (deels) over te nemen. De cliënt kan hieraan zelf slechts een zeer beperkte of vrijwel geen fysieke bijdrage leveren. Toch blijft het van belang deze activiteit van de cliënt sterk te stimuleren. Dat is van belang voor zowel de cliënt als voor de zorgverlener. De hulp die nu gegeven wordt, is bijvoorbeeld de transfer met een passieve tillift. Daarbij worden medewerking en activiteit van de cliënt wel gestimuleerd. Het voorkomen van complicaties van immobiliteit (zoals contracturen of decubitus) is een aandachtspunt.

Voor cliënten in de mobiliteitsklassen A t/m D is het stimuleren of onderhouden van mobiliteit van belang. Dit geldt niet voor categorie E.



- E.** De cliënt is niet in staat om de handeling zelfstandig uit te voeren. De hulp die hierbij nodig is, brengt risico van fysieke overbelasting voor de zorgverlener met zich mee. Het is nodig gebruik te maken van hulpmiddelen die de taak van de zorgverlener fysiek gezien aanvaardbaar maken door deze over te nemen. Het stimuleren of onderhouden van mobiliteit is geen doelstelling. Het kan gaan om cliënten die terminaal zijn of zo moe dat het voor hen van belang is dat zij hun energie sparen om bijvoorbeeld bezoek te kunnen ontvangen of te lezen. Transfers vinden nu in veel gevallen plaats met behulp van een passieve tillift of een glijzeil. Daarbij wordt medewerking van de cliënt niet gestimuleerd. Het verlenen van optimale zorg en het voorkomen of beperken van de complicaties van immobiliteit, zoals decubitus, staan op de voorgrond.

Overzicht hulpmiddelen



	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D	Klasse E
Douche-Toiletstoel Flexo	•	•	•	•	•
Douche-Toiletstoel Elexo	•	•	•	•	•
Douche-Toiletstoel Elexo XXL	•	•	•	•	•
Douche-Toiletstoel Reflex in hoogte verstelbare voetsteun	•	•	•	•	•
Douche-Toiletstoel Reflex	•	•	•	•	•
Douche-Toiletstoel Nemo	•	•	•	•	
Douche-Toiletstoel Tango	•	•	•	•	
Douche-Toiletstoel Tango XL	•	•	•	•	
Douche-Toiletstoel Tango XXL	•	•	•	•	
Douche-Toiletstoel Timo	•	•	•	•	
Actieve opstahulp Lotus	•	•	•		
Actieve opstahulp Lotus XL	•	•	•		
Actieve opstahulp Lotus compact	•	•	•		
Douchebrancard Marina basic hydraulisch				•	•
Douchebrancard Marina deluxe hydraulisch				•	•
Douchebrancard Marina basic elektrisch				•	•
Douchebrancard Marina deluxe elektrisch				•	•
Douchebrancard Sirocco basic				•	•
Douchebrancard Sirocco basic vaste hoogte				•	•
Douchebrancard Sirocco deluxe				•	•
Douchebrancard Amfora 190x70 hydraulisch				•	•
Aankleedtafel Vienna 190 hydraulisch				•	•
Aankleedtafel Vienna 190 muur elektrisch				•	•
Tillift Golvo 9000			•	•	•
Tillift Sabina			•	•	
Tillift Viking			•	•	•
Plafondlift Luna			•	•	•
Plafondlift LikoRall 200			•	•	•
Plafondlift LikoRall 242 ES -R2R			•	•	•
Plafondlift LikoRall 242 S -R2R			•	•	•
Plafondlift LikoRall 250 ES			•	•	•
Plafondlift Multirall 200			•	•	•
Plafondlift LikoGuard L - 272 kg			•	•	•
Plafondlift LikoGuard XL - 363 kg			•	•	•

Innovatieve hygiëneproducten voor veilig en comfortabel gebruik

De juiste hulpmiddelen voor cliënt en hulpverlener

Om kruisbesmetting te minimaliseren zijn onze hulpmiddelen voorzien van een antibacteriële coating door de toevoeging van zilverionen. Daarnaast is het belangrijk dat alle hulpmiddelen na het gebruik eenvoudig kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd. De hulpmiddelen van Lopital zijn zo ontworpen dat ze aan deze vereisten voldoen.

Iedereen binnen uw zorginstelling streeft naar optimale zorg voor uw cliënten. Lopital kan u, naast kwalitatief goede producten, voorzien van het juiste advies. Hierdoor kunt u zich volledig richten op wat écht belangrijk is: De kwaliteit van zorg. En dat is een geruststellende gedachte!



Kwalitatief goede hulpmiddelen zijn belangrijk om fysieke overbelasting te voorkomen en werkdruk te verminderen. Echter Lopital vindt dat er meer nodig is dan alleen goede hulpmiddelen. Daarom inspireert en adviseert Lopital zorgorganisaties met het programma Samen Vitaal om te komen tot vitalere en meer tevreden zorgverleners.

Dankzij het doordachte, ergonomische ontwerp van onze hulpmiddelen ondersteunt Lopital u bij het veilig verzorgen van uw cliënten. Met behulp van de juiste transfer- en hygiëneoplossingen minimaliseert u het aantal arbeidsongevallen en de zorgkosten voor uw instelling. De verzorger profiteert van de verbeterde veiligheid en ergonomie terwijl de cliënt een hoge mate van comfort ervaart. Dit verhoogt het gevoel van waardigheid en garandeert een prettig gebruik.



**Het hart van Lopital
klopt voor de zorg**



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit.

5900 8200

Lotus



Lotus en Lotus compact:

- Maximale belasting: 200 kg.

Lotus XL:


- Maximale belasting: 227 kg.
- Extra brede ruimte tussen de zitschalen.

Lotus, Lotus compact en Lotus XL:

- Comfortabele onderbeensteun.
- Wegdraaibare zitdelen, voorzien van snaplock vergrendeling
- Mechanische pootspreiding.
- Variabele aangrijppunten.
- Ideale zithoek.
- Handgreep voor eenvoudig manoeuvreren.
- Gelagerde draaipunten.
- Stevige voetplaat.
- 2 kunststof geremde zwenkwielen.
- In hoogte verstelbare beensteun.
- Antibacteriële coating op frame.
- Strakke afwerking voor optimale reiniging en desinfectie.

De Lotus en Lotus XL zijn ontworpen voor gebruikers met een gemiddelde lengte tussen 1,65 en 1,95 m.

De Lotus compact is ontworpen voor gebruikers met een gemiddelde lengte tussen de 1,35 en 1,65 m.



Lotus en Lotus compact

Lotus XL

Technische specificaties

Product no.	Product beschrijving	Materiaal	Maximale belasting kg	Maximale belasting lbs	Lengte x breedte x hoogte	breedte poten	Mechanische pootspreiding	Gewicht kg	Gewicht lbs	Lengte cliënt
5900 8200	Lotus	staal	200	440	96 x 66 x 110	66	49 - 86	32	70	1,65 - 1,95 m
5900 8250	Lotus compact	staal	200	440	96 x 66 x 101	66	49 - 86	32	70	1,35 - 1,65 m
5900 8270	Lotus XL	staal	227	500	96 x 66 x 110	66	49 - 86	32	70	1,65 - 1,95 m

Alle afmetingen zijn in centimeters



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit.

5900 8250

Lotus compact



Voor gebruikers met een gemiddelde lengte tussen de 1,30 en 1,65 m.

5900 8270


Lotus XL



- Maximale belasting: 227 kg.
- Extra brede ruimte tussen de zitschalen.



Wegdraaibare zitdelen.





Mechanische pootspreiding.



Verstelbare pootspreiding.



Variabele aangrijppunten.



Wielblokkering.



Comfortabele onderbeensteunen.



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot ernstig verminderde mobiliteit.

5100 5100

Nemo



Kantelfunctie tot maximaal 30° achterwaarts.



Bedieningshendel om de stoel te kantelen.



Standaard uitgevoerd met hoofd- / neksteun. In hoogte en diepte verstelbaar.



Optie: Comfort beensteunen.



Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5100	Nemo douche-toiletstoel	100	66	44	47	54	150	24	30°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot ernstig verminderde mobiliteit.

5100 5199

Flexo

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten-breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5199	Flexo douche-toiletstoel	104	73	44	47	50 - 105	150	38	20°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.


Functioneel
en eenvoudig
sinds 1993.



Optie: Hoofd- / neksteun.



Hoog / laag bediening
d.m.v. voetpomp.



Optie: Rechte armsteun.



Optie: Comfort beensteunen.



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot ernstig verminderde mobiliteit.

5100 5500

Elexo

Traploos en comfortabel van hoog naar laag.



Handbediening met accu-indicatie.



Optie: Hoofd- / neksteun.



Optie: Comfort beensteunen.



Oplaadpunt met magneetkoppeling, geen losse accu nodig.

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5500	Elexo douche-toiletstoel	104	70	44	47	50 - 105	180	47	20°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Oplossingen die fysieke
overbelasting en
werkdruk verlagen



Geschikt voor mensen met een licht tot ernstig verminderde mobiliteit.

5100 5300

Elexo XXL

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5300	Elexo XXL douche-toiletstoel	119	89	54	70	50 - 105	220	71	20°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.




Omdat goede hygiëne ook voor obesitas-cliënten bereikbaar moet zijn.



Afneembare, tweedelige zitting voor optimale hygiëne.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar. Verlengde volledig wegdraaibare armsteunen.



Uitgerust met richtingswiel.



Optie: Hoofd- / neksteun.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstig verminderde mobiliteit.

5100 5605

Reflex

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5605	Reflex douche-toiletstoel	116	70	44	47	50 - 100	135	53	30°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Nog meer optimale mogelijkheden met de Reflex.



Optie: Comfort beensteunen.



Onafhankelijk opklapbare armsteunen met voorsluiting.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen.





Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstig verminderde mobiliteit.

5100 5600

Reflex

In hoogte verstelbare
voetsteunen

Voor zowel het verzorgend personeel als de cliënt, is het comfort optimaal.



Optie: Platilon rug / Platilon zitting.



Olaadpunt met magneetkoppeling,
geen losse accu nodig.



Eenvoudige bediening met
tiptoetsen in de rugleuning.

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	In hoogte verstelbare voetsteunen	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5600	Reflex douche-toiletstoel hoogte verstelbare voetsteunen	106	70	44	47	50 - 100	25	135	53	30°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit.

5100 5700

Tango

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg
5100 5700	Tango douche-toiletstoel	84	66	44	47	55	180	19

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Functionele eenvoud.



Opklapbare armsteunen.



Wegdraaibare en opklapbare voetsteunen.



Ergonomische gevormde zitting voor toiletgebruik.

Accessoires



6950 1104

Ondersteek kunststof



6950 1100

Toiletemmer RVS



6950 1103

Ondersteek RVS



Optie: Houder disposable ondersteek.



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit.

5100 5705

Tango XL

Geschikt voor obesitas cliënten tot 250 kg.



Afneembare, tweedelige zitting voor optimale hygiëne.



Opklapbare armsteunen.



Optie: Comfort beensteunen.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar.

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg
5100 5705	Tango XL douche-toiletstoel	100	69	47	56	53	250	24

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit.

5100 5800

Tango XXL



Veilige en comfortabele verzorging van obesitas cliënten.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar. Verlengde volledig wegdraaibare armsteunen.



Afneembare, tweedelige zitting voor optimale hygiëne.



Geschikt voor obesitas-clënten tot 360 kg.

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg
5100 5800	Tango XXL douche-toiletstoel	97	83	54	70	51	360	31

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit.

Timo

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg
5400 6020	Timo douchestoel	63	57	49	47	50	135	10
5400 6021	Timo douche-toiletstoel	63	57	49	47	50	135	10
5400 6030	Timo douche-toiletstoel mobiel	63	57	49	47	54	135	15
5400 6035	Timo douche-toiletstoel mobiel + voetsteunen	91	57	49	47	54	135	16

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Veilig, hygiënisch en comfortabel.



5400 6035
**Timo douche-toiletstoel
mobiel + voetsteunen**



5400 6020
Timo douchestoel



5400 6030
**Timo douche-
toiletstoel mobiel**



Wegdraaibare en afneembare
voetsteunen.



Snaplock afneembare zitting.



Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

6100 2010 / 6100 2060

Marina deluxe



Marina deluxe hydraulisch douchebrancard



Marina deluxe elektrisch douchebrancard.



Elektrische of d.m.v. gasveer verstelbare rugverstelling.



Half-centraal remsysteem (Marina deluxe).



Zijhek met verlaagd middendeel voor het verlenen van optimale zorg (Marina deluxe & basic).

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6100 2010	Marina deluxe hydraulisch douchebrancard	186 206 226	81	170 190 210	70-105	45-95	227	80
6100 2060	Marina deluxe elektrisch douchebrancard	186 206 226	81	170 190 210	70-105	45-95	227	80
6720 0010	Matras 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matras 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matras 226	-	-	210	70	-	-	-

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

6100 2000 / 6100 2050

Marina basic



Marina basic elektrisch douchebrancard.



Marina basic hydraulisch douchebrancard.



Met een standaard ingebouwde lengteverstelling (Marina deluxe & basic).



Schuinstelling (Anti-Trendelenburg) (Marina deluxe & basic).



Controlbox noodstop (Marina deluxe & basic elektrisch).

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6100 2000	Marina basic hydraulisch douchebrancard	186 206 226	81	170 190 210	70-105	45-95	227	76
6100 2050	Marina basic elektrisch douchebrancard	186 206 226	81	170 190 210	70-105	45-95	227	76
6720 0005	Matras 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Matras 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matras 226	-	-	210	70	-	-	-

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een ernstig tot
zeer ernstige verminderde mobiliteit.

6100 2500 / 2505 / 2510

Sirocco deluxe & basic

6100 2505

**Sirocco Douchebrancard basic
vaste hoogte**

Inclusief hoofdkussen



6100 2510

**Sirocco Douchebrancard
deluxe**

6100 2500

Sirocco Douchebrancard basic

Inclusief hoofdkussen





Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

6100 2500 / 2505 / 2510

Sirocco deluxe & basic



Afneembare accu.



Neerklapbaar zijhek.

- Muurbevestiging.
- Opklapbaar.
- Traploos elektrisch verstelbaar van 45 tot 95 cm.

Art.nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6100 2500	Sirocco basic douchebrancard	186 206	95	170-190	70-75	45-95	227	75
6100 2505	Sirocco basic vaste hoogte douchebrancard	186 206	95	170-190	70-75	-	150	75
6100 2510	Sirocco deluxe douchebrancard	186 206	95	170-190	70-75	45-95	227	75
6720 0005	Matras 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Matras 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
6720 0010	Matras 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matras 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

6200 4015

Amfora



6200 4015

Amfora hydraulisch douchebrancard

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6200 4015	Amfora hydraulisch 190 douchebrancard	190	82	180	70	50 - 100	150	63

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

6500 4025 / 5030 / 5035

Vienna

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6500 4025	Aankleedtafel Vienna hydraulisch	190	82	188	70	56 - 106	150	59
6500 5030	Aankleedtafel Vienna deluxe wand	190	91	188	70	45 - 95	150	78
6500 5035	Aankleedtafel Vienna basic wand vaste hoogte	190		188	70		150	

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Eenvoudige bediening
verhoogt het gebruikersgemak.

6500 4025
**Aankleedtafel Vienna
hydraulisch**



6500 5030
**Aankleedtafel Vienna
deluxe wand**



6500 5035
**Aankleedtafel Vienna
basic wand vaste hoogte**





Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

Viking M en L

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102040004	Viking L	aluminium	250	179	46	134	203	136	70 - 107	14	40
2102040015	Viking M	aluminium	205	179	42	125	202	123	69 - 111	11	33


Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Transfers van bed naar rolstoel / douche-toiletstoel of brancard.




Voor actief revalideren.



Viking M met een minimale tilhoogte van 42 cm, voor tillen vanaf de grond.



Makkelijk in gebruik met rolstoel, douche-toiletstoel of brancard door pootspreiding.



Elke Viking is voorzien van handbediening en bediening op de lift zelf.



Een echte allrounder.

- Groot gebruiksgemak.
- Makkelijk te manoeuvreren.
- Het groene metaal, aluminium.
- Verwisselbare accu.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

Viking XL

Flexlink voor beter positioneren

Het Universal TwinBar™ 670-tiljuk biedt meer ruimte voor obese cliënten

Hefstang met Outer Tube™


Twee bedieningsopties

Instructiekaart

Accu met ingebouwde lader en accu-indicatie

Gebruiksvriendelijke noodstop

Grote, soepel rollende wielen



- Groot gebruiksgemak.
- Standaard breed tiljuk.
- Het groene metaal, aluminium.
- Standaard grote wielen.


Soepel en makkelijk tillen tot 300 kg.



Accu-indicatie met intelligente controlbox.



Het Universal TwinBar™ 670-tiljuk.



Voor actief revalideren.

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102040013	Viking XL	aluminium	300	191	54	137	211	135	82 - 113	14	43

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

2102000015

Liko Golvo Tillift

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



De flexibele hijsband en de verticale tilbeweging verbeteren de functionaliteit

De lichtgewicht aluminium Universal SlingBar is veilig en eenvoudig te gebruiken

Standaard met armsteunen voor looptraining

Twee bedieningsopties

Instructiekaart

Accu met ingebouwde lader en accustatuswaarschuwing


Gebruiksvriendelijke noodstop

Parallele pootspreiding

Standaard uitgevoerd kleine wielen, ook met grotere wielen mogelijk



Horizontaal tillen mogelijk.



Handbediening



Accu-indicatie met intelligente controlbox.



Parallele pootspreiding van minimaal 73,5 cm tot maximaal 102 cm.*

- Duurzaam aluminium.
- Breed inzetbaar.
- Flexibiliteit in tillen.

Technische details

Art.nr.	Art.Omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102000015	Golvo*	aluminium	200	181	57	137	209	112	73,5 - 102	10,5	42
2102000019	Golvo Lowbase	aluminium	200	181	57	137	209	112	74,5 - 103	6 - 10,5	45


Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voor alle til- / transfersituaties de perfecte oplossing.



Parallele pootspreiding.



Minimale tilhoogte van 40 cm, voor tillen vanaf de grond.



Transfers van bed naar rolstoel / douche-toiletstoel of brancard.



Golvo Lowbase.



Geschikt voor mensen met een zeer lichte tot matige verminderde mobiliteit.

2102020003

Sabina II EE

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Eigen gewicht in kg
2102020003	Sabina II EE	staal	200	172	80	100	177	106	53 - 100	11	44

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voor cliënten die actief deelnemen aan het opstaan.

- De Sabina is een actieve opstalift.
- Uitstekende lift voor reactivering.
- De voetplaat is voorzien van een antisliplaag voor extra veiligheid.



Verstelbare onderbeensteun. Optie: afneembare kuitband.



Altijd een passende tilband.



Optie: Hielondersteuning.



Voor actieve reactivering.



Ondersteuning bij toiletgebruik.



De Sabina biedt ondersteuning bij het opstaan.



Voor mobilisatie tijdens ziekenhuisopname.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

000000

Luna X5



Dé nieuwe standaard in plafondtilliftsystemen

De Luna X5 combineert een modern en tijdloos design met een esthetisch en strak wandprofiel. Perfect passend in elke zorgomgeving. Deze plafondtillift biedt ongekende veelzijdigheid: een vaste, draagbare en verplaatsbare unit in één. Flexibel en eenvoudig in gebruik. Met de laagste CO2-footprint en een uitstekende Total Cost of Ownership is de Luna X5 een duurzame keuze voor nu en de toekomst.

- Eén motor voor iedere situatie, zowel vast als flexibel inzetbaar
- Tilcapaciteit van 275 kg
- Eenvoudig aan te koppelen verplaatsbare motor
- Ultralicht gewicht van slechts 5,2 kg
- Modern en tijdloos design, esthetisch en strak wandrailsysteem
- Minimaal onderhoud; uitzonderlijk lange levensduur van accu en hijsband
- Eenvoudig en snel te installeren
- Levensduur van 20 jaar of 33.000 tilbewegingen
- Laagste CO2 footprint en Total Cost of Ownership

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabel-lengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
301503050	Luna X5	aluminium / kunststof	275	250	132	40 mm p/s	5,2

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

2103121001

Likorall 200

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabellengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
2103121001	Likorall 200	aluminium / kunststof	200	205	87	50 mm / s	12,5

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voorzien van accustatus en noodstop.



Snelkoppeling voor eenvoudige bevestiging van accessoires.



Opladen met wandmodule. Ergonomische handbediening voorzien van accu-indicatie.



- De Likorall-plafondlift is voorzien van een SFS (Single Fault Safety)-veiligheidscilinder.
- Zorgt voor extra betrouwbaarheid en waarborgt een gelijkmatige en gecontroleerde dalende beweging.
- Elektrische nooddaalfunctie met accubackup.
- Noodstop-schakelaar die voldoet aan de noodzakelijke eisen volgens EN ISO 10535 en IEC 60601-1.

Veelzijdig en compleet.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

Likorall 242 / 243 / 250

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabellengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
2103122010/ 2103122012	Likorall 242 S	aluminium / kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103122006- 2103122008	Likorall 242 ES	aluminium / kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103123002	Likorall 243 ES 230 kg	aluminium / kunststof	230	205	74	50 mm / s	12,6
2103122501/ 2103122502	Likorall 250 ES	aluminium / kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6
2103124050	Likorall 250 S IRC	aluminium / kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Met een maximale tilcapaciteit van 200 kg tot 250 kg.



Looptraining.



Zittende transfer.



Horizontale transfer.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

2103130001

Multirall 200



Veelzijdiger
dan andere
plafondtilliften.



Makkelijk verplaatsbaar d.m.v. transport trolley.



Voorzien van ELD.

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabellengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
2103130001	Multirall 200	aluminium / kunststof	200	160	74	60 mm / s	8,7

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

21023301030 / 1040

LikoGuard



Veiliger,
completer.
LikoGuard.



LCD-handbediening voorzien van gebruikersinterface.



Voorzien van ELD en noodstop.



Tiljuk met verbeterde cliëntveiligheid.

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabellengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
21023301030	LikoGuard L	aluminium / kunststof	272	230	74	40 - 6 cm / s	14 kg
21023301040	LikoGuard XL	aluminium / kunststof	363	230	74	40 - 6 cm / s	14 kg

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital

- Gebruiksvriendelijk
- Uit voorraad leverbaar
- Made in The Netherlands
- Veilig en stabiel
- Hulpmiddelen tot 227 kg
- Anti bacteriele coating
- Plug&Play; Onderhoudsarm

Douche- en toilethulpmiddelen



Plafond- en verrijdbare tilliften



- Baanbrekende slimme incontinentie op basis van het GSM-netwerk
- Altijd en overal beschikbaar
- Maakt ieder incontinentie-materiaal slim
- Uitsluitend verschonen als dit nodig is.

Wear & care, slimme incontinentie





Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

Freespan



Eenvoudige montage.

- De Liko Freespan is een verplaatsbaar plafondtiltsysteem.
- De Freespan bestaat uit de rails, motor, tiljuk met sling, lader en handbediening.
- Raillengte van 2 tot 5 meter.

Maximale belasting 200 kg.

Elke Freespan is in elkaar te zetten zonder gereedschap.

Met dit unieke systeem is bevestiging aan plafond of muur niet nodig!





Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

Ultra Twin Freespan



- Vrijstaande plafondtillift gemonteerd met een dubbel frame.
- Met 2 samenwerkende Likorall 242 ES R2R liftmotoren.
- In 2 verschillende modellen verkrijgbaar: voor tillen met een tilband of voor horizontaal tillen.
- Kan ook als traverse-systeem worden geleverd.



Geschikt voor obesitas-cliënten tot 400 kg.



FreeSpan Traverse



Hoogteverstelling Freespan.



Ultra Twin Freespan tot 400 kg capaciteit.

Toepasbaar in elke ruimte



Monorailsysteem met rotonde en brandwerende deurdoorvoer.

Monorail in combinatie met traverse-systeem.



R2R in combinatie met traverse-systeem.



Ziekenhuiskamer meerbeds met traverse-systeem voorzien van gordijndoorvoer.

Multirail motor horizontaal tillen en monorail op intensive care.



Monorail, rotonde en traverse-systeem.



Monorail rotonde met bocht.



Zwembad met traverse-systeem.

Wij ontwerpen uw railsystemen op maat



Voor meer informatie kijk op onze website www.lopital.nl / www.lopital.be

Tilbanden



Wij bieden u een uitgebreid assortiment tilbanden en tilaccessoires.

Deze onderscheiden zich in de grote diversiteit in materialen, modellen en maten zodat uw tillift en plafondtillift in alle omstandigheden met de juiste tilband bruikbaar is. Met de juiste tilbanden en tilaccessoires kan het personeel alle soorten til- of verplaatsituaties gemakkelijk, veilig en probleemloos aan. De tilbanden omvatten een reeks oplossingen voor het tillen van clienten in staande, achteroverzittend of horizontale posities. Elk model heeft unieke

eigenschappen die speciaal aan de verschillende behoeften zijn aangepast.

De keuze van het materiaal vormt een belangrijke schakel wanneer het de aanschaf van een tilband betreft. Onze tilbanden worden van verschillende materialen gemaakt, welke elk voor zich speciale eigenschappen bezitten. Het meest voorkomende materiaal is de groene polyester stof, slijtvastheid en duurzaam. De lage frictie zorgt ervoor dat de tilband gemak-


kelijk kan worden aangebracht en verwijderd. Voor bad- en douche wordt een tilband van Plastic Coated materiaal aanbevolen. Wanneer de tilband moet blijven zitten onder de client raden wij het grijze polyester net materiaal aan. Dat is licht en vormt een goede keus als verblijfsband. Ook heeft de verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg, geleid tot het ontwikkelen van een reeks disposable tilbanden.



Kijk voor meer informatie op onze website www.lopital.nl / www.lopital.be.


Tilbanden voor elke situatie

Standaardmodellen voor veilig en gemakkelijk tillen.




Model 00
**Universele
tilband**

- Goed standaardmodel, ideaal voor gebruikers met een stabiele hoofd functie.
- Biedt steun voor de gehele rug.
- De gebruiker houdt zijn armen binnen de tilband.
- Zorgt voor een rechtopzittende houding.



Model 26
**Zachte original
HighBack tilband**


- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers.
- Beste keuze voor het tillen vanuit een horizontale positie.
- Optimale pasvorm en comfort.
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd.
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding.



Model 20 / 21 / 25
**Original tilband
HighBack**


- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers.
- Goede keuze voor tillen vanuit een horizontale positie.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding.
- Model 25, Solo HighBack, is een wegwerptilband, bedoeld voor kortdurend gebruik (niet wasen!).

Modellen voor bijzondere behoeftes.




Model 300 / 350
**Comfortband plus
Verblijfsband**

- Goed voor gebruikers met beenamputaties en gebruikers met pijnlijke gewrichten.
- De tilband blijft onder de gebruiker.
- Voor een open buighoek van de heupen, in combinatie met een kruisjuk.
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd.




Model 75
Amputatieband

- Voor gebruikers met een een- of tweezijdige dijbeenamputatie.
- Ideaal voor gebruikers die uit de tilband dreigen te glijden.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Semi-achteroverzittende houding.



Model 22
**Silhouetband
Verblijfsband**


- Een plooibare tilband van netweefsel voor het tillen naar gevormde stoelen en ondersteuning. Goed voor gebruikers met handicaps.
- Kan na het tillen in de stoel blijven.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- De gebruiker houdt zijn / haar armen binnen of buiten de tilband.



Model 06
Ultra tilband


- Ontworpen voor zwaarlijvige gebruikers.
- Biedt extra veel ruimte voor de buik.
- Kan worden gebruikt voor toiletbezoek.
- Max. belasting 500 kg.

Staan / ambulant zijn / mobiliteit.




Model 64 **Tilvest**

- Hetzelfde toepassingsgebied als model 60.
- Met bevestiging aan voorzijde
- Aan voorzijde verstelbaar voor buste en maag.
- Voor zelfstandige gebruikers.
- Beenharnas (accessoire) kan geschikt zijn voor sommige gebruikers.



Model 92 **Tilbroek**


- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan.
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstaining.
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan.



Model 920 **Tilbroek Ultra**


- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan.
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstaining.
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan.
- Tilbroek ultra, model 920 ontwikkeld voor ambulante training van obesitas-cliënten.

Toilet / hygiëne.




Model 41 **Hygiëneband**

- Voor gebruikers met een goede stabiliteit.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- De gebruiker houdt zijn / haar armen buiten de tilband.
- Tilband is voorzien van een riem voor extra veiligheid en een veilig gevoel.



Model 45 **Hygiëneband safety**

- Voorzien van een veiligheidsriem, ideaal voor gebruikers met weinig stabiliteit.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- Kan worden gebruikt met één arm binnen de tilband.



Model 55 **Hygiënevest HighBack**

- Ideaal voor spastische gebruikers.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij Toiletbezoek.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Uitstekende veiligheid bij het tillen naar / van het toilet.



Duidelijke labels met product informatie

Duidelijke kleurcodering op elke tilband



Optie: kleurclips

XXS	Bruin
XS	Rood
S	Oranje
M	Geel
M smal	Grijs
L	Blauw
XL	Zwart
XXL	Wit



Multistrap

In veel zorgsituaties is er behoefte aan het tillen en omhooghouden van een lichaamsdeel, bijv. een arm of voet. Bij bijzonder zware cliënten kan het ook nodig zijn de buik te tillen. Samen met een plafondlift is de MultiStrap de perfecte tiluitrusting. Ook disposable verkrijgbaar.

Productaanduiding	Productnr.	belasting	Materiaal	Breedte
MultiStrap Standaard, incl. FixStrap	3695115	200 kg	polyester	10 cm
MultiStrap Breed, incl. FixStrap	3695116	200 kg	polyester	25 cm
MultiStrap Ultra, incl. FixStrap	3695117	200 kg	polyester	40 cm



Handybelt

De HandyBelt vereenvoudigt korte verplaatsingen, zonder mechanische tiluitrusting. De band wordt gebruikt voor cliënten die minder mobiel zijn maar die slechts weinig hulp nodig hebben om zichzelf te verplaatsen.


Productnaam	Productnr.	Maat	Maximale belasting	Materiaal
HandyBelt	3760014	S	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760015	M	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760016	L	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760017	XL	200 kg	Polyester



Handytube

De HandyTube is een glijlaken dat vooral wordt gebruikt om een cliënt hogerop in bed te leggen, hem in bed te draaien of naar een ander bed te verplaatsen.


Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandyTube™ Kort, zonder handgrepen	3710015	M	70 x 90
HandyTube™ Lang, zonder handgrepen	3711015	M	90 x 185
HandyTube™ Breed, met handgrepen	3712015	M	140 x 140



Handysheet

Het onder een bijzonder zware cliënt aanbrengen van een tilband kan erg zwaar werk zijn. De HandySheet maakt dit gemakkelijker en kan ook worden gebruikt voor kleinere verplaatsingen in het bed.

Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715015	M	70 x 70
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715017	XL	120 x 85
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716015	M	90 x 185
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716017	XL	140 x 215



Reposheet

Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen te voorkomen is zwaar werk. De RepoSheet heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt met het Ultra-Twin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift. Ook disposable verkrijgbaar.

Productoverzicht

Product	Materiaal	Maat	Prod. nr.	Max. belasting
Liko RepoSheet Original	Katoen/polyester	Regular	3687701	200 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Regular	3687301	200 kg
Liko RepoSheet Original	Katoen/polyester	Ultra	3687702	500 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Ultra	3687302	500 kg
Wassen: 85° (185°F), drogen in droogkast of wasdroger				


Product	Materiaal	Maat	Prod. nr.	Max. belasting
Liko Solo RepoSheet, 10 stuks	Katoen/polyester	Kort	36871003	200 kg
Liko Solo RepoSheet, 2 x 10 stuks	Katoen/polyester	Kort	36871003-2	200 kg

Wassen: Niet wasbaar. Kan worden gerecycled door verbranding.

Neem voor adviezen en gegevens over productwijzigingen contact op met uw Liko-vertegenwoordiger.

Disposable Transferhulpmiddelen

De verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg en de toegenomen vraag naar producten voor kortdurend gebruik hebben samen geleid tot het ontwikkelen van de Solo, een reeks disposable-tilaccessoires. Het unieke van de meeste Solo-producten, vergeleken met onze gewone tilaccessoires, is dat ze gemaakt zijn van een bijzonder sterk non-woven materiaal. Solo-producten zijn niet bedoeld om te worden gewassen maar worden weggegooid als ze vuil zijn geworden of wanneer de cliënt ze niet meer nodig heeft. Met andere woorden, ze zijn ontworpen voor kortdurend gebruik door één cliënt. De tilaccessoires zijn effectief in het voorkomen van de verspreiding van infecties, maar hebben daarnaast economische en praktische voordelen: wassen is niet meer nodig, en ze zijn altijd onmiddellijk beschikbaar op de afdeling.



Solo SupportVest™

Het Solo SupportVest wordt samen gebruikt met de Sabina Opstalift om cliënten van een zittende naar een staande positie te tillen. Het Solo SupportVest tilt achter de rug en onder de armen van de cliënt. Het vest is ook geschikt voor cliënten tijdens een revalidatieproces.



Solo Cover voor Ultra Broektilband

De Solo Cover is een disposable-accessoire voor de Ultra Broektilband. De Cover wordt over de broektilband geschoven zodat deze niet vuil kan worden.



Solo HighBack Tilband

De Solo HighBack is een voor de meeste cliënten passende tilband. De Solo HighBack tilband kan in meest voorkomende tilsituaties worden gebruikt, bijvoorbeeld bij tillen van bed naar rolstoel en naar het toilet.



Solo RepoSheet

De Solo RepoSheet wordt gebruikt om cliënten die in bed omlaag zijn gegleden weer hogerop te tillen of om bed-legerige cliënten te draaien van rug naar buik en terug, zoals veel gebeurt op IC afdelingen..



Solo Octo tildeoek

De Solo Octo tildeoek is bedoeld voor horizontaal tillen met de Liko OctoStretch. De OctoStretch is eenvoudig te gebruiken en wordt ook op de afdelingen chirurgie en intensive care zeer gewaardeerd.



Solo MultiStrap

Solo MultiStraps tillen en ondersteunen delen van het lichaam van de cliënt en vereenvoudigen zo onderzoek, zorg en behandeling. Solo MultiStraps kunnen ook worden gebruikt om een cliënt in bed te draaien en om hem te ondersteunen als hij op zijn zij ligt.

Tiljukken & accessoires

Door slimme en doordachte accessoires te ontwikkelen is Liko erin geslaagd om onder alle denkbare omstandigheden de juiste oplossingen te creëren. Horizontaal tillen, wegen en het gebruik van opbergssystemen zijn maar enkele van deze oplossingen.



Slimme
tilaccessoires
voor een
complete
oplossing.



2203156056
**OctoStretch™ inclusief
Balance leveler**
Max. 200 kg



2203156057
FlexoStretch
Max. 300 kg



2203156228
LikoScale 350™
Max. 400 kg



2303126075
Parking Panel 600™
Voor het overzichtelijk opruimen
van tiljuk en lader

Tiljukken & accessoires

De tilband en het tiljuk vormen samen een functionele en veilige eenheid.

Een tilband werkt altijd het beste met een zorgvuldig geselecteerd tiljuk.



2203156084
**Universal SlingBar 350
with Quick-release Hook™**
Max. 300 kg



2203156086
**Universal SlingBar 600
with Quick-release Hook™**
Max. 300 kg



2203156095
**Universal SlingBar
450 R2R™**
Max. 300 kg



2203156085
**Universal SlingBar 450
with Quick-release Hook™**
Max. 300 kg



2203156087
**Universal TwinBar 670
with Quick-release Hook™**
Max. 300 kg



2203156022
**Sling Cross-bar 450
with Quick-release Hook™**
Max. 300 kg



2203156019
**Sling Cross-bar 670
with Quick-release Hook™**
Max. 300 kg



2203607001
SlingBar Cover™



Wellness baden

Naast persoonlijke verzorging biedt baden voor veel mensen met een beperking therapeutische voordelen. Baden biedt een wellness-ervaring: een moment van ontspanning voor lichaam en geest. Geur, warmte, massagestralen en kleur verminderen lichamelijke en psychische klachten én bevorderen het algehele welbevinden. Daarbij zijn de baden voorzien van alle gebruiksgemakken voor uw zorgmedewerkers.



Geschikt voor mensen met een zeer lichte tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

3300 5000

Indra bad

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch bedieningspaneel
- In hoogte verstelbaar.
- Ergonomische rugleuning.
- Bodem met diepe zitting en verhoging ter verbetering van de positie van de benen.
- Comfort en stabiliteit voor de cliënt.
- Brede voorgevormde armsteunen, uitgerust met ergonomische handgrepen.
- Alle functies zijn ontworpen om de handelingen van de verzorgende optimaal te verlichten en te vergemakkelijken.

‘Veiligheid en comfort bij het baden’



Korte stand.



Midden stand.



Lange stand.



Positie tablet.



Geschikt voor mensen met een zeer lichte tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

3300 2000

Batéia bad


Eigenschappen

- Zeer toegankelijk dankzij de opening aan de zijkant.
- Geschikt voor alle transfersystemen.
- Elektrisch in hoogte verstelbaar.

Het Bateia bad is het meest geschikte systeem voor gebruik in combinatie met een rollator, de rolstoel, de tillift of een actief of passief transfersysteem.

Zie ook pagina 16 voor alle technische informatie.

‘Het genot van het baden’



Voorgevormde zitting.



Balneotherapie.



Meerwaardetabel douche-toiletstoelen

Art.nr.	Art.omschrijving	Verstelbaar hydraulisch / elektrisch / pneumatisch of vast	Verrijdbaar	Hoog / laag	Hoofd- / nek- steun	Kantelbaar	Douche	Toilet	Comfort PUR	Snaplock af- neembare zitting	Tech. levensduur min. 10 jaar*	Armsteunen met voorsluit	Kan over toiletpot heen	Obesitas
5100 5100	Nemo douche-toiletstoel	pneumatisch	•		•	•	•	•	•		•	optie	•	
5100 5199	Flexo douche-toiletstoel	hydraulisch	•	•	optie		•	•	•		•	•	•	
5100 5500	Elexo douche-toiletstoel	elektrisch	•	•	optie		•	•	•		•	•	•	
5100 5300	Elexo XXL douche-toiletstoel	elektrisch	•	•	optie		•	•	•	•	•		•	•
5100 5600	Reflex douche-toiletstoel in hoogte verstelbare voetsteunen	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
5100 5605	Reflex douche-toiletstoel	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
5100 5700	Tango douche-toiletstoel	vast	•		optie		•	•	•		•	optie	•	

Voor instructie en demonstratie zie: www.lopital.nl/downloads-videos



5100 5100
Nemo douche-toiletstoel



5100 5199
Flexo douche-toiletstoel



5100 5500
Elexo douche-toiletstoel



5100 5300
Elexo XXL douche-toiletstoel



5100 5600
Reflex douche-toiletstoel
in hoogte verstelbare voetsteun



5100 5605
Reflex douche-toiletstoel

Art.nr.	Art.omschrijving	Verrijdbaar	Hoog / laag	Hoofd- / nek- steun	Kantelbaar	Douche	Toilet	Comfort PUR	Snaplock af- neembare zitting	Tech. levensduur min. 10 jaar*	Amsteunen met voorsluit	Kan over toilet heen	Obesitas
5100 5705	Tango XL douche-toiletstoel	•		optie		•	•	•		•		•	•
5100 5800	Tango XXL douche-toiletstoel	•		optie		•	•	•		•		•	•
5400 6020	Timo douchestoel					•		•	•	•	optie		
5400 6021	Timo douche-toiletstoel					•	•	•	•	•	optie	•	
5400 6030	Timo douche-toiletstoel	•				•	•	•	•	•	optie	•	
5400 6035	Timo douche-toiletstoel + voetsteunen	•				•	•	•	•	•	optie	•	
Voor instructie en demonstratie zie: www.lopital.nl/downloads-videos													



5100 5700
Tango douche-toiletstoel



5100 5705
**Tango XL
douche-toiletstoel**



5100 5800
**Tango XXL
douche-toiletstoel**



5400 6020
Timo douchestoel



5400 6030
Timo douche-toiletstoel



5400 6035
**Timo douche-toiletstoel
+ voetsteunen**

Meerwaardetabel douchebrancards & aankleedtafels



6100 2010
**Marina deluxe hydraulisch
douchebrancard**



6100 2060
**Marina deluxe elektrisch
douchebrancard**



6100 2000
**Marina basic hydraulisch
douchebrancard**



6100 2050
**Marina basic elektrisch
douchebrancard**



6100 2500
**Sirocco basic
douchebrancard**
muurbevestiging



6100 2505
**Sirocco vaste hoogte
douchebrancard**
muurbevestiging



6100 2510
**Sirocco deluxe
douchebrancard**
muurbevestiging



6200 4015
**Amfora hydraulisch
douchebrancard**



6200 3070
**Stylex RVS hydraulisch
douchebrancard**



6500 4025
**Vienna hydraulisch
aankleedtafel**



6500 5030
**Vienna deluxe wand
aankleedtafel**



6500 5035
**Vienna basic wand
vaste hoogte
aankleedtafel**

Art.nr.	Art.omschrijving	Verstelbaar hydraulisch / elektrisch of vast	Verrijdbaar	Hoog / laag	Schuin- verstelling	Rugverstelling	Centraal geremd	Rechtsstandig hoog / laag	Extra extern accupack	Modern design	Tech. levensduur min. 10 jaar*	Aluminium licht gewicht	Comfort kussen	Muur bevestiging	Obesitas
6100 2000	Marina basic hydraulisch douchebrancard	hydraulisch	•	•	•			•		•	•	•	•		•
6100 2010	Marina deluxe hydraulisch douchebrancard	hydraulisch	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•
6100 2050	Marina basic elektrisch douchebrancard	elektrisch	•	•	•			•	optie	•	•	•	•		•
6100 2060	Marina deluxe elektrisch douchebrancard	elektrisch	•	•	•	•	•	•	optie	•	•	•			•
6100 2500	Sirocco basic douchebrancard	elektrisch		•				•	optie	•	•	•		•	•
6100 2505	Sirocco basic vaste hoogte douchebrancard	vast									•			•	
6100 2510	Sirocco deluxe douchebrancard	elektrisch		•		•		•	optie	•	•	•	•	•	•
6200 4015	Amfora hydraulisch 190 douchebrancard	hydraulisch	•	•		•				•	•				
6200 3070	Stylex RVS douchebrancard	hydraulisch	•	•		•					•				
6500 4025	Vienna hydraulisch aankleedtafel	hydraulisch	•	•		•				•	•	•			
6500 5030	Vienna deluxe wand aankleedtafel	elektrisch		•		•		•	optie	•	•	•		•	•
6500 5035	Vienna basic wand vaste hoogte aankleedtafel	vast								•	•			•	

Voor instructie en demonstratie zie: www.lopital.nl/downloads-videos

* Technische levensduur is alleen gegarandeerd bij juist gebruik en onderhoud volgens het voorschrift van de leverancier.

Accessoires voor douche-toiletstoelen

Art.nr.	Art.omschrijving	Nemo	Flexo	Elexo	Elexo XXL	Reflex in hoogte verstelbare voetsteunen	Reflex	Tango	Tango XL	Tango XXL
6840 5500	Verstelbare hoofd- / neksteun		•	•	•			•	•	•
6840 5661	Voorsluiting met extra vergrendeling	•	•	•		•	•	•		
6975 8044	Veiligheidsgordel	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 1104	Ondersteek	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 1110	Houder voor disposable ondersteek	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 5624	Platilon rug	•	•	•		•	•	•		
6950 5625	Platilon zitting	•	•	•		•	•	•	•	
6960 8026	Verstelbare comfort beensteunen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6975 8045	Vierpunts veiligheidsgordel	•	•	•		•	•	•	•	
7056 5001	Rechte armsteunen		•	•		•	•			
7500 5693	Set verhoogbussen 10 t/m 30 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6840 5678	Reflex rugkap + aparte handbediening (bedraad)					•	•			



6840 5500 / 6840 5510
Verstelbare hoofd- / neksteun en houder



6840 5661
Voorsluiting met extra vergrendeling



6975 8044
Veiligheidsgordel



6950 1104
Ondersteek



6950 5624 / 6950 5625
Platilon rug / Platilon zitting



6950 1110
Houder voor disposable ondersteek



6960 8026
Verstelbare comfort beensteunen



6975 8045
Vierpunts veiligheidsgordel



7500 5693
Set verhoogbussen 10 t/m 30 mm

Zwaartepunt, scholingsbureau voor aanpak fysieke belasting!



Zwaartepunt biedt opleidingstrajecten, praktijkgerichte scholingen en trainingen aan zorgverleners en medewerkers binnen de zorg- en welzijnssector. We richten ons met name op Aanpak fysieke belasting en Zorg rondom mensen met Obesitas. Hierbij staat de kwaliteit in het contact en verminderen van de fysieke belasting van(zorg)medewerkers centraal. Voor de zorgsector zijn alle trainingen geaccrediteerd en worden deze zowel online (zie www.leerpuntonline.nl) als fysiek aangeboden.



Visie

Er wordt op een ergonomische, haptonomische en interactieve wijze gewerkt. Contact wordt daarbij gezien als de dynamische beweging tussen mensen, die weer de sleutel vormt tot verbetering van kwaliteit in zorg en werk. Zwaartepunt verzorgt niet alleen trainingen maar kan de organisatie ook ondersteunen bij het borgen en implementeren van het beleid voor fysieke belasting waardoor medewerkers duurzaam, gezond en veilig kunnen werken.

Werkwijze

Alle trainingen bestaan voornamelijk uit een praktisch deel aangevuld met een theoretisch deel. Onze trainingen worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de deelnemers en zijn daarom gericht op de specifieke handelingen en fysiek belastende situaties op de werkvloer. Wij trainen en coachen de medewerkers meestal op de eigen locatie(s).

Aanbod Aanpak fysieke belasting Ergocoach opleidingen voor zorg (online en praktijk), kantoor en ondersteunende diensten (OD).

Onze 1ste expertise is het opleiden van ergocoaches (al sinds 2002). De kennis en vaardigheden worden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen op een ergonomische én haptonomische wijze van werken. Op die manier wordt de cliënt optimaal betrokken en geactiveerd. Deze opleidingen zijn uit verschillende modules opgebouwd.

Basis en Op maat trainingen aanpak fysieke belasting voor medewerkers zorg, OD, kantoor en huishoudelijke medewerkers.

Tijdens de basistrainingen staan de basis-houding, beweging, praktijkrichtlijnen en interactie met de cliënt/patiënt (indien van toepassing) centraal en wordt het fundament gelegd. Hierdoor kunnen tijdens op maat trainingen specifieke transfertechnieken en handelingen makkelijker worden aangeleerd.

Aanbod Zorg rondom mensen met Obesitas

Transfers en beleid rondom ziektebeeld

Obesitas is onze 2^e expertise. Het tillen en verplaatsen van patiënten met obesitas vraagt extra aandacht. Geschikte hulpmiddelen, respectvolle zorg voor de patiënt en het voorkomen van overbelasting bij de medewerker staan bij deze trainingen voorop.

Interesse, vragen?

Is er behoefte aan borging en verdieping van de aanpak fysieke belasting binnen uw organisatie? Heeft u behoefte aan een oplossing voor problemen op het gebied van Obesitas? Neem vrijblijvend contact op met Zwaartepunt via contactformulier of onderstaande gegevens, wij maken graag tijd voor u!

Voor meer informatie:

Zwaartepunt, Postbus 135, 5520 AC Eersel
Tel. +31 (0)497-550354,
mob. +31 (0)6 236 530 04
info@zwaartepunt.nl
www.zwaartepunt.nl

Opleidingstrajecten, praktijkgerichte scholingen en trainingen binnen de zorg- en welzijnssector.

Service & onderhoud

Alle hulpmiddelen van Lopital zijn volledig gericht op kwaliteit. Dit vindt u ook terug in onze Service en Onderhoud. Hierdoor zal het niet snel voorkomen dat een hulpmiddel van Lopital een storing heeft. Mocht er dan toch een storing optreden dan is er altijd een servicemonteur in de buurt om deze snel, vakkundig en met originele onderdelen te verhelpen. Zo wordt de beschikbaarheid van uw hulpmiddelen gewaarborgd en minimaliseren wij tegelijk de fysieke belasting van uw medewerkers.

Onderhoud volgens Europese wetgeving

De wetgeving MDR2017/745 verplicht zorginstellingen om medische hulpmiddelen te onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Zowel voor douchestoelen, brandcards, elektrische hoog/laag baden en tilliften wordt de Nederlandse norm NEN3140 gevolgd. Deze schrijven voor dat de hulpmiddelen minimaal 1x per jaar moeten worden onderhouden en gekeurd door technici die zijn opgeleid voor dat merk en type hulpmiddel. "Wij hebben in heel Nederland en België ervaren servicemonteurs beschikbaar, welke specifiek zijn opgeleid om onderhoud en reparaties te mogen uitvoeren aan de hulpmiddelen van Lopital," aldus onze Service Manager. Deze specialistische kennis is een wettelijk eis voor onderhoud aan medische hulpmiddelen in de Europese Unie.

Ook voor onderhoud en het oplossen van storingen.

Onderhoudsovereenkomst

Lopital biedt u de mogelijkheid om de hulpmiddelen op te nemen in een onderhoudsovereenkomst waardoor u gedurende de gehele levensduur van het hulpmiddel voldoet aan de wettelijke bepalingen hiervoor.

Jaarlijks wordt het hulpmiddel onderhouden, gekeurd en worden (indien nodig) slijtage onderdelen preventief vervangen, zodat onverwachte uitval tot een minimum wordt beperkt. Voor een vaste tarief per jaar krijgt u maximale zekerheid voor de beschikbaarheid van al uw hulpmiddelen. Bovendien ontvangt u een interessante korting op onze tarieven wanneer u meerdere hulpmiddelen in een onderhoudsovereenkomst opneemt.



DIGITAAL LOGBOEK

Diverse controlerende en certificerende instanties eisen dat er voor elk hulpmiddel een logboek wordt bijgehouden waarin o.a. de onderhoudshistorie wordt vermeld. Lopital heeft een Service Portaal ontwikkeld waarin wij alle verplichte gegevens voor u bijhouden in een Digitaal Logboek. U heeft zelf 24 uur per dag en 7 dagen per week, onbeperkt toegang tot dit digitale logboek voor al uw hulpmiddelen. De checklijsten worden in real-time in uw logboek bijgewerkt. Zodra de monteur klaar is kunt u eenvoudig alle

checklijsten bekijken, downloaden en deze evt. toevoegen aan uw eigen database. Verder geeft het Service Portaal u direct en onbeperkt inzage in de status en kosten per hulpmiddel. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig zien welke hulpmiddelen (binnenkort) aan vervanging toe zijn en welke nog een paar jaar mee kunnen.

Meer weten over onze dienstverlening of een serviceverzoek indienen? www.lopital.nl/service-en-onderhoudstoring-melden

Samengevat staat ons team Service en Onderhoud al meer dan 45 jaar garant voor:

- Optimaal inzet van uw hulpmiddelen
- Helder advies over uw Investeringsbegroting
- Maximaal gebruiksgemak, voor medewerkers en cliënten
- Minimale uitval door storingen
- Snelle en betrouwbare dienstverlening.
- Beperking van fysiek overbelasting van medewerkers
- Optimale bewegingsvrijheid voor uw cliënten.
- Service met een glimlach.



**Persoonlijk advies
en instructie voor
alle gebruikers**



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België B.V., Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3 8705160, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Al de door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen
voor medische producten klasse 1 (MDR (EU) 2017/745)

