

Elexo XXL

Kracht in zorg, comfort bij elke beweging

5100 5300

Elexo XXL douche-toiletstoel

De Elexo XXL is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van cliënten met een hoger gewicht en grotere afmetingen en biedt een stabiele en robuuste oplossing voor hygiënische zorg. Met zijn brede, ergonomisch gevormde zitting en extra lange, volledig opklapbare armsteunen ondersteunt de stoel zowel comfort als veilige transfers. De wegzwenkbare en afneembare voetsteunen met geïntegreerde kuitondersteuning maken het mogelijk om cliënten nauwkeurig te positioneren, terwijl fysieke belasting en onhandige handelingen voor de zorgverlener worden verminderd. Dankzij de royale afmetingen en het doordachte ontwerp is de Elexo XXL een betrouwbare keuze binnen de bariatrische zorg.

De hoogteverstelling en kantelfunctie vergroten de functionele flexibiliteit van de Elexo XXL. Het elektrische hoog/laag bereik stelt zorgverleners in staat om altijd in een optimale ergonomische werkhouding te werken. In de hoogste stand kan de stoel tot 20° kantelen, wat zorgt voor betere zitbalans en ondersteuning van de cliënt en zowel comfort als zorg vergemakkelijkt. De dubbele motor zorgt voor soepele en stabiele verstellingen, terwijl geïntegreerde veiligheidsfuncties zoals noodverlaging en slaapstand de betrouwbaarheid in het dagelijks gebruik verhogen.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



7055 0007
Handbediening
met batterij-
indicatie

Technische specificaties

Max. belasting	220 kg
Productgewicht	71 kg
Zitbreedte	70 cm
Zitdiepte	54 cm
Zithoogte (verstelling)	50 tot 105 cm



Gefchikt voor mensen met
een zeer lichte tot zeer ernstig
verminderde mobiliteit

Ergonomische hand-greep voor soepele en lichte bediening

Opklapbare en verlengde armsteunen

Ergonomische zitting

Universele geleider voor po/ondersteek

Sterk en stabiel frame voor maximale veiligheid en ondersteuning

Bumper ter bescherming van het frame

Oplaadpunt met magnetische koppeling, geen losse batterij nodig.

Onafhankelijk opklapbare armsteunen.

Optioneel

6960 8026
Comfort beensteun
set afneembaar.

6840 5500
Hoofdsteun
verstelbaar.



Opties

- 6840 5500 Hoofdsteun verstelbaar
- 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- 6975 8044 Veiligheidsgordel kunststof clip
- 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar

Technische specificaties

Totale lengte van het onderstel 119 cm

Totale breedte van het onderstel 89 cm

Draaicirkel 140 cm

Kantelverstelling 0 tot 20 graden

Elektrische voeding 24V

Batterijcapaciteit 7Ah



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

