

Elexo

Comfort, controle en waardigheid – bij elke zorghandeling

5100 5500

Elexo douche-toiletstoel

De Elexo is een volledig elektrisch in hoogte verstelbare douche-toiletstoel, ontworpen om cliënten te ondersteunen die behoefte hebben aan comfort, veiligheid en waardigheid tijdens persoonlijke zorgmomenten. Dankzij de elektrische verstelling verlopen hoogtewisselingen soepel en gecontroleerd, waardoor de cliënt stabiel blijft en de zorgverlener veilig en efficiënt kan werken.

De stoel is geschikt voor gebruik in zowel douche- als toiletsituaties en kan eenvoudig over de meeste toiletten worden geplaatst. Het compacte ontwerp zorgt voor soepele manoeuvreerbaarheid in kleine ruimtes, wat de Elexo ideaal maakt voor moderne zorgomgevingen. De gebruiksvriendelijke bediening en doordachte details maken de Elexo eenvoudig in gebruik en ondersteunen veilige en comfortabele zorg.

De Elexo is een betrouwbare oplossing voor professionals die de zorgstandaard willen verhogen met gebruiksgemak en flexibiliteit.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl

Technische specificaties

Max. belasting	180 kg
Productgewicht	47 kg
Zitbreedte	47 cm
Zitdiepte	44 cm
Zithoogte (verstelbaar)	50 tot 105 cm



7055 0007
Handbediening met
batterij-indicatie



Geschikt voor mensen met
een zeer lichte tot zeer ernstig
verminderde mobiliteit

Ergonomische hand-greep voor soepele en lichte bediening

Armsteunen met voorsluiting voor extra veiligheid en zekerheid

Oplaadpunt met magnetische koppeling, geen losse batterij nodig.

Universele geleider voor po/ondersteek

Ergonomische zitting

Sterk en stabiel frame voor maximale veiligheid en ondersteuning

Bumper ter bescherming van het frame

Optioneel

6960 8026
Comfort beensteun set
afneembaar.



6840 5661
Voorsluiting set met
extra vergrendeling.



6840 5500
Hoofdsteun
verstelbaar.



Opties

- 7056 5001 Armlegger recht
- 6840 5661 Voorsluiting set met extra vergrendeling
- 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- 6975 8044 Veiligheidsgordel 2-punts kunststof clip
- 6975 8045 Veiligheidsgordel 4-punts rvs sluiting
- 6950 5624 Platilon rugleuning
- 6950 5625 Platilon zitting U-model
- 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar
- 7500 5693 Verhogingsbus 30mm
- 7057 0508 Wiel 125 Richtingvaststelling

Technische specificaties

Totale lengte van het onderstel	104 cm
Totale breedte van het onderstel	70 cm
Draaicirkel	118 cm
Kantelverstelling	0 tot 20 graden
Elektrische voeding	24V
Batterijcapaciteit	7Ah



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information