



Creating balance in healthcare



Tango XL Douche-toiletstoel



5100 5705

Tango XL Douche-toiletstoel



5100 5705

Tango XL Douche-toiletstoel

De Tango XL douche-toiletstoel van Lopital is een douche-hulpmiddel voor het verantwoord verzorgen en wassen van cliënten. Voor zowel de verzorgende als de cliënt is het comfort van de Tango XL optimaal.

De Tango XL kan over het toilet gereden worden. De vele mogelijkheden en het design van de Tango XL maken de stoel tot een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk product.

- Maximale belasting 250 kg.
- Vrijdbaar.
- Opklapbare extra brede armsteunen.
- 4 geremde kunststof zwenkwielen, 1 richtingswiel.
- Tweedelig PUR kussen met toiletopening.
- Rail voor toiletemmer of ondersteek.
- Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar.
- Vrijdbaar over het toilet.
- Frame tweelaags poedercoating.

Opties

- Art.nr. 6950 1104 Kunststof ondersteek met deksel.
- Art.nr. 6975 8044 Veiligheidsgordel.
- Art.nr. 6960 8026 Verstelbare comfort beensteunen.
- Art.nr. 6975 8045 Vierpunts veiligheidsgordel.
- Art.nr. 7500 5693 Set verhoogbussen 10 t/m 30 mm.



Tango XL met comfort beensteunen.



Geschikt voor mensen met een lichte tot matige beperking



Ergonomisch gevormde, afneembare, tweedelige PUR zitting met toilet-opening.



Opklapbare armsteunen.



Richtingswiel.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar.






Optie: Art.nr. 7500 5693 Set verhoogbussen 10 t/m 30 mm.



Optie: Art.nr. 6960 8026 Verstelbare comfortbeensteunen.

Technische details

• Max. belasting	250 kg	• Zithoogte	53 cm
• Eigen gewicht	24 kg	• Totale lengte basisframe	100 cm
• Zitbreedte	56 cm	• Totale breedte basisframe	69 cm
• Zitdiepte	47 cm	• Draaicirkel	115 cm



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

