

Marina

Ergonomisch, duurzaam en stijlvol in elke zorgomgeving

Hydraulisch: 6100 2010 / Elektrisch: 6100 2060

Marina Deluxe douchebrancard

De Marina douchebrancard is ontworpen voor hoogwaardige zorg in liggende positie. Deze brancard ondersteunt zorgverleners bij het bieden van efficiënte, veilige en waardige zorg, zonder fysieke overbelasting. Dankzij de traploos verstelbare rugleuning, de Anti-Trendelenburg-positie en de hoogteverstelling (elektrisch of met hydraulische voetspomp) wordt de werkhouding geoptimaliseerd – wat resulteert in minder fysieke klachten en een comfortabelere werkwijze.

Voor cliënten betekent dit een stabiele en comfortabele ervaring, waarbij veiligheid en respect centraal staan. De toegang aan beide zijden maakt zorgmomenten flexibeler en verkort de tijd per cliënt, wat bijdraagt aan een efficiënte workflow.

De duurzame afwerking met antibacteriële zilverionencoating, een corrosiebestendig frame en eenvoudig te reinigen oppervlakken zorgt voor een veilige en hygiënische oplossing die lang meegaat. Daarnaast zorgen de stevige zwenkwielen met centrale rem en de compatibiliteit met tilliften en glijrails voor een veilige en soepele integratie in elke zorgomgeving.

Lopital Marina – comfort voor de cliënt, ergonomisch gemak voor de zorgverlener.

Standaard Ingebouwde Lengteverstelling en Dubbelzijdige Zorgtoegang. Ontworpen voor 360° toegang met bediening van de zijhekken aan beide zijden en extra flexibiliteit dankzij de ingebouwde lengteverstelling.

Plug & Play Ontwerp. Direct klaar voor gebruik – intuïtief, onderhoudsarm en snel inzetbaar in elke zorgomgeving.

Ergonomisch in gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.



 Gemaakt van 75% gerecycled aluminium  Laagste CO₂-voetafdruk

 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstig verminderde mobiliteit

Technische specificaties

Hoog-laag verstelling	Hydraulisch of elektrisch
Rugverstelling	Gasveer of elektrisch
Handbediening	Vierknops handbediening met ophanghaak, IPX6
Controlbox	24VDC, max. 250 W, IPX6
Accubox	24V, 2.9 Ah, IPX6
Lader	100-240V AC, 50-60 Hz, max. 1A, Wandoplader

Marina Deluxe



Optioneel

70200034 Hoofdkussen (standaard inbegrepen bij de basismodellen).

Art.nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting kg	Productgewicht kg
6100 2000	Marina Basic hydraulisch douchebrancard	186 206 226	81-105	170 190 210	70-80	45-95	227	76
6100 2010	Marina Deluxe hydraulisch douchebrancard	186 206 226	81-105	170 190 210	70-80	45-95	227	80
6100 2050	Marina Basic elektrisch douchebrancard	186 206 226	81-105	170 190 210	70-80	45-95	227	76
6100 2060	Marina Deluxe elektrisch douchebrancard	186 206 226	81-105	170 190 210	70-80	45-95	227	80

*Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Hydraulisch: 6100 2000 / Elektrisch: 6100 2050

Marina Basic douchebrancard

De Marina Basic is een functionele en gebruiksvriendelijke douchebrancard voor zorg in liggende positie.

In tegenstelling tot de Marina Deluxe heeft dit basismodel geen rugleuning. Dit model is voorzien van vier zwenkwielen met individuele rem, wat het gebruik en onderhoud eenvoudiger maakt. De Marina Basic is verkrijgbaar met hydraulische of elektrische hoogteverstelling, beschikt over een handmatige anti-Trendelenburg-positie met gasveerondersteuning en is uitgerust met opklapbare zijhekken voor veilige en comfortabele zorg. Een ideale oplossing voor zorginstellingen die op zoek zijn naar functionaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.



Hydraulisch bedieningspedaal.



Zwenkwiel met individuele rem.



Laagste CO₂-voetafdruk



Gemaakt van 75% gerecycled aluminium



Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl

Art. nr.	Art. omschrijving	Binnen lengte	Binnen breedte
6720 0005	Matras Basic 186 cm	170	70
6720 0015	Matras Basic 206 cm	190	70
6720 0010	Matras Deluxe 186 cm	170	70
6720 0020	Matras Deluxe 206 cm	190	70
6720 0030	Matras Deluxe 226 cm	170	70



Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstig verminderde mobiliteit

Vlamvertragend (M2-norm).


Voldoet aan de M2-brandveiligheidsnorm voor extra bescherming in professionele zorgomgevingen.

Soft Touch matras.

Extra comfortabel, zacht aanvoelend en voorzien van een antislipcoating voor extra veiligheid.

Antibacterieel.

Het matras is antibacterieel dankzij de toevoeging van zilverionen.

**Hoge krasbestendigheid.**

Het duurzame oppervlak is bestand tegen slijtage en beschadigingen en behoudt langdurig een schone en professionele uitstraling.

REACH-conform en cadmiumvrij.




Geproduceerd volgens de REACH-richtlijnen en vrij van cadmium voor een veiliger en milieubewust gebruik.

Veilig en huidvriendelijk matras.

Vrij van schadelijke stoffen zoals ftalaten – ideaal voor de gevoelige huid en veilig voor dagelijks gebruik.

Duurzaam meerlaags matras.

Bestaat uit vier lagen PVC voor extra comfort, langdurige ondersteuning en uitstekende bestendigheid tegen water en slijtage.



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

