

Tango XL

Extra ruimte, comfort en stabiliteit voor hogere zorgbehoeften

5100 5750

Tango XL douche-toiletstoel

De Tango XL douche-toiletstoel is speciaal ontwikkeld voor cliënten die extra ruimte, comfort en veilige ondersteuning nodig hebben tijdens dagelijkse zorgrouines. Dankzij de versterkte constructie en royale zitafmetingen biedt de stoel een veilige en comfortabele oplossing voor gebruikers met een hoger lichaamsgewicht – terwijl een soepele manoeuvreerbaarheid voor zorgverleners behouden blijft.

Ontworpen voor gebruik in professionele zorgomgevingen combineert de Tango XL praktische functionaliteit met ergonomisch comfort. Opklapbare armsteunen en wegzwenkbare voetsteunen ondersteunen eenvoudige transfers, terwijl de hygiënische, afneembare zitting en soepel rollende zwenkwielen met rem zorgen voor veilig en efficiënt gebruik tijdens het douchen en toiletgebruik.

Een betrouwbare keuze voor zorginstellingen die inclusieve zorg willen bieden met maximaal comfort, duurzaamheid en hygiëne.

Zeer Stabiel Design. Het robuuste frame, het lage zwaartepunt en de geremde zwenkwielen zorgen voor maximale stabiliteit tijdens transfers en zorgmomenten.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgreep en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.



 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl

Technische specificaties

Max. belasting	250 kg
Productgewicht	27 kg
Zitbreedte	55 cm
Zitdiepte	49 cm
Zithoogte	53 cm



Geschikt voor mensen met een zeer lichte tot ernstig verminderde mobiliteit



Optioneel

6950 1104
Po steek met deksel
kunststof.



Opties:

- 6840 5500 Hoofdsteun verstelbaar
- 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- 6975 8044 Veiligheidsgordel 2-punts kunststof clip
- 6975 8045 Veiligheidsgordel 4-punts rvs sluiting
- 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar
- 7057 0508 Wiel 125 Richtingvaststelling

Technische specificaties

Totale lengte van het onderstel	109 cm
Totale breedte van het onderstel	67 cm
Draaicirkel	120 cm



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

