

Tango XXL

Meer ruimte en ondersteuning waar het meest nodig is

5100 5850

Tango XXL douche-toiletstoel

De Tango XXL is speciaal ontwikkeld om bariatrische cliënten met waardigheid en gemak te ondersteunen. Met een maximale belasting van 360 kg biedt de stoel optimaal comfort dankzij de brede, ergonomisch gevormde zitting en rugleuning, aangevuld met opklapbare armsteunen en wegzwenkbare voetsteunen met kuitondersteuning. Deze kenmerken maken het niet alleen eenvoudiger voor de gebruiker om te gaan zitten en op te staan, maar zorgen ook voor een veilige en efficiënte werkwijze voor de zorgverlener.

Veelzijdigheid staat centraal bij de Tango XXL. Ontworpen voor gebruik als zowel douche- als toiletstoel, kan deze direct over veel toiletten worden geplaatst of worden gebruikt met een ondersteek of toiletemmer. Deze multifunctionele inzet vereenvoudigt de dagelijkse zorg routines, terwijl de professionele constructie ervoor zorgt dat de stoel naadloos aansluit in veeleisende zorgomgevingen.

Zeer Stabiel Design. Het robuuste frame, het lage zwaartepunt en de geremde zwenkwielen zorgen voor maximale stabiliteit tijdens transfers en zorgmomenten.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.



 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



Geschikt voor mensen met een zeer lichte tot ernstig verminderde mobiliteit


Technische specificaties

Max. belasting	360 kg
Productgewicht	34 kg
Zitbreedte	70 – 80 cm
Zitdiepte	53 cm
Zithoogte	51 cm

In hoogte verstelbare rugleuning voor gepersonaliseerd comfort en stabiliteit

Opklapbare armsteunen met drukknopbediening en breedteverstelling

Universele geleider voor po/ondersteek



Ergonomische zitting voor toiletgebruik en po steek en/of emmer.

Ergonomisch zitcomfort met afneembare ziddelen met snaplock-systeem voor eenvoudige reiniging

Bumper ter bescherming van het frame

Richtingswiel vergemakkelijkt veilig en gecontroleerd manoeuvreren

Optioneel

6950 1104
Po steek met deksel kunststof.



6840 5500
Hoofdsteen verstelbaar.



Opties:

- Productnr. 6840 5500 Hoofdsteen verstelbaar
- Productnr. 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- Productnr. 6975 8044 Veiligheidsgordel kunststof clip
- Productnr. 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar

Technische specificaties

Totale lengte van het onderstel	115 cm
Totale breedte van het onderstel	85 cm
Draaicirkel	127 cm



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten van Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.