

6500 4025 / 5020

Vienna

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking




Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6500 4025	Vienna aankleedtafel hydraulisch 190	190	82	188	70	56 - 106	150	59
6500 5030	Vienna aankleedtafel muur elektr. 190	190	91	188	70	49 - 109	150	78

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Eenvoudige bediening verhoogt het gebruikersgemak.



6500 5030
Vienna aankleedtafel elektrisch hoog / laag
muurbevestiging



6500 4025
Vienna aankleedtafel hydraulisch hoog / laag