

Amfora

Eenvoudig in ontwerp, krachtig in gebruik

6200 4015

Amfora hydraulisch douchebrancard

De Amfora hydraulische douchebrancard van Lopital is een in hoogte verstelbare, verrijdbare brancard die is ontworpen voor veilig en comfortabel douchen van mensen met een verminderde mobiliteit.

Het doordachte ontwerp zorgt voor optimaal gebruiksgemak voor zowel de cliënt als de zorgverlener. De handmatig verstelbare rugleuning verhoogt het comfort voor de gebruiker en maakt het mogelijk om de houding af te stemmen op individuele behoeften. Opklapbare zijhekken bieden extra bescherming tijdens transfers en het wassen, terwijl ze tegelijkertijd goede toegankelijkheid voor de zorgverlener behouden. Daarnaast is de brancard uitgerust met dubbel geremde zwenkwielen voor soepele en veilige verplaatsing, met uitstekende manoeuvreerbaarheid en stabiele positionering tijdens gebruik.

De Amfora staat voor doordachte eenvoud – een solide keuze waarin comfort, gebruiksgemak en betrouwbaarheid samenkomen.

Plug & Play Ontwerp. Direct klaar voor gebruik – intuïtief, onderhoudsarm en snel inzetbaar in elke zorgomgeving.

Ergonomisch in Gebruik. Het in hoogte verstelbare ontwerp en de soepele positionering verminderen de fysieke belasting en zorgen voor comfortabele en efficiënte zorg op elke werkhoogte.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.




Technische specificaties


Max. belasting	150 kg
Productgewicht	63 kg
Lengte	190 cm
Breedte	74 cm
Hoogte (verstelling)	50 tot 100 cm



Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstig verminderde mobiliteit




Verstelbare rugleuning.



Vergrendeling van het zijhek.



Verstelbare zijhekken.



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
 Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
 Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

