

Timo

Ergonomisch, duurzaam en stijlvol in elke zorgomgeving

5400 6020 / 6021 / 6030 / 6035

Timo douche-toiletstoel

De Timo douche-toiletstoel van Lopital is een comfortabele en betrouwbare oplossing voor cliënten met lichte tot matige beperkingen. Dankzij de gepolsterde zitting, opklapbare armleuningen en de afneembare zitting met snaplock-sluiting biedt de Timo douche-toiletstoel optimaal comfort en gebruiksgemak voor zowel cliënten als zorgverleners. De stoel is voorzien van een antibacteriële coating en is eenvoudig te reinigen, wat bijdraagt aan een hygiënische zorgomgeving. Met verschillende uitvoeringen, waaronder verrijdbare modellen en versies met voetsteunen, is de Timo douche-toiletstoel flexibel inzetbaar in diverse zorgsituaties.

Compact & Wendbaar Ontwerp. Met zijn lichtgewicht en compacte frame is de Timo eenvoudig te manoeuvreren in kleinere ruimtes – ideaal voor thuiszorg en kleinere badkamers.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

Opties

- Productnr. 6840 5660 Voorsluiting set blauw compleet
- Productnr. 6840 5661 Voorsluiting set met extra vergrendeling
- Productnr. 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- Productnr. 6975 8044 Veiligheidsgordel 2-punts kunststof clip
- Productnr. 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar*
- Productnr. 7500 5693 Verhogingsbus 30 mm*
- Productnr. 7057 0508 Wiel 125 Richtingvaststelling*

*Alleen Timo 5400 6030 en 5400 6035



Art.nr.	Art. omschrijving	Zithoogte	Zitdiepte	Zitbreedte	Max. belasting	Productgewicht
5400 6020	Timo 6020 douchestoel	50	45	46	135 kg	10 kg
5400 6021	Timo 6021 douche-toiletstoel	50	45	46	135 kg	10 kg
5400 6030	Timo 6030 douche-toiletstoel	54	49	48	135 kg	15 kg
5400 6035	Timo 6035 douche-toiletstoel	54	49	48	135 kg	15.5 kg

*Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Geschikt voor mensen met een zeer lichte tot ernstig verminderde mobiliteit

Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl

5400 6035

Timo 6035 douche-toiletstoel

Onafhankelijk opklapbare
armsteunen

Universele geleider voor
po/ondersteek



Alle Timo-modellen hebben
een afneembare zitting met
snaplock-sluiting.

Ergonomische zitting
met toiletopening

Soepel rollend zwenkwiel
voor veilige en efficiënte
verplaatsing van de stoel

5400 6020

Timo 6020 douche-toiletstoel



5400 6021

Timo 6021 douche-toiletstoel



5400 6030

Timo 6030 douche-toiletstoel



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten van Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.